

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成 17 年厚生労働省告示第 112 号)別表の 36
付帯的な機能リスト(自動電子血圧計等)

No.	機能名称	機能の定義	備考[承認又は許可番号]
1	自動加圧設定機能	加圧中に推定した血圧、または前回測定値に適切な圧力レベルで加圧を自動停止する機能	5B 第 384 号 21200BZZ00349 25BZ0087 25BZ0037 20400BZZ00827 21200BZZ007970 11BY0051 11BZ0560
2	加圧速度制御機能	加圧速度を制御する機能	21400BZY00217 21600BZY00229 21600BZY00230 20400BZZ0082 21200BZZ00797 20900BZZ00973 21100BZZ00748 21400BZZ00027 11BY0051 11BZ0560 10BY5001 21300BZZ00609 21400BZZ00079
3	減圧速度制御機能	減圧速度を制御する機能	21200BZZ00349 22BZ0037 20400BZZ00827 21200BZZ0079711BY0051 11BZ0560 10BY5001 21300BZZ00609 21400BZZ00079
4	脈拍数測定	血圧測定に用いる信号により、脈拍数を表示する機能。但し血圧測定に付随するもので、連続的に表示するものを除く。	5B 第 384 号 21400BZY00217 21200BZZ00349 22BZ0037 20400BZZ00827 21200BZZ00797 20900BZZ00973 21100BZZ00748 21400BZZ00027 11BY0051 11BZ0560 10BY5001 21300BZZ00609 21400BZZ00079
5	カフ装着検出	カフが装着されているかいないかを、加圧ポンプ作動後の経過時間とカフ内圧変化をもとに検出する機能	5B 第 384 号 21400BZY00217 21200BZZ00349 22BZ0037 20400BZZ00827 21200BZZ00797 20900BZZ00973 21100BZZ00748 21400BZZ00027 11BY0051 11BZ0560 10BY5001 21300BZZ00609

			21400BZZ00079
6	体動検出	体動を検出し、報知する機能	5B 第 384 号 21400BZY00217 21200BZZ00349 22BZ0037 20400BZZ00827 21200BZZ00797 20900BZZ00973 21100BZZ00748 21400BZZ00027 11BY0051 11BZ0560 10BY5001 21300BZZ00609 21400BZZ00079
7	脈間隔変動表示	血圧判定に支障をきたす可能性があるような、平均脈拍数から大きくずれた信号を検出したことを表示する機能	11BY0051 11BZ0560 21400BZY00217
8	異常減圧検出	漏気や配管閉塞などが原因で血圧測定中に異常な速度の減圧が生じたことを検出する機能	5B 第 384 号 21400BZY00217 21200BZZ00349 22BZ0037 20400BZZ00827 21200BZZ00797 11BY0051 11BZ0560 10BY5001 21300BZZ00609 21400BZZ00079
9	エラー表示	測定失敗表示、測定失敗原因別エラーコード表示、機器異常表示	5B 第 384 号 21400BZY00217 21200BZZ00349 22BZ0037 20400BZZ00827 21200BZZ00797 20900BZZ00973 21100BZZ00748 21400BZZ00027 11BY0051 11BZ0560 10BY5001 1300BZZ00609 21400BZZ00079
10	圧力値表示	圧力検定を受けるために、血圧判定をせず、圧力表示のみ行う機能(検定モード)	5B 第 384 号 21400BZY00217 21200BZZ00349 22BZ0037 20400BZZ00827 21200BZZ00797 20900BZZ00973 21100BZZ00748 21400BZZ00027 10BY5001 21300BZZ00609 21400BZZ00079
11	圧力バー表示	加圧時に圧力の高さをバー表示する機能	11BY0051

12	測定部位高さ検出	水頭圧の影響による測定誤差を解消するため、測定部位の傾きなどに基づき心臓に対する相対的な高さを検出・表示する機能、および高さが適正でない場合に測定を禁止して誤差を防止する機能	7B 第 536 号 21400BZZ00027
13	腕帯自動巻きつけ機能	腕帯を腕に自動的に装着する機能	25BY0008 21600BZZ00217
14	脈検出表示	カフが適切に装着され脈が正常に検出されていることを確認するために、脈を検出したタイミングを 1 拍ごとに表示する機能	5B 第 384 号 21400BZY00217 21200BZZ00349 22BZ0037 20400BZZ00827 21200BZZ00797 20900BZZ00973 21100BZZ00748 21400BZZ00027 11BY0051 11BZ0560 10BY5001 21300BZZ00609 21400BZZ00079
15	脈波レベル表示	血圧測定に用いる脈波信号のレベルを表示するもので、診断に用いるものを除く。	20100BZZ01815
16	K 音検出表示	K 音(コロトコフ音、血圧判定に使用する血管音)集音マイクロフォンが動脈位置からずれていたり腕が太い等の理由で、K 音が正常に検出されていないことを発見したり、マイクロフォンの位置を調節する際に参考にするために、K 音を検出したタイミングや K 音レベルを表示する機能	22BZ0037 21300BZZ00085 20500BZZ01079 40BZ5012
17	食事、服薬など時刻記録機能	目的に応じて、血圧に影響する生活活動の日時を、スイッチ操作により記録する。	21000BZZ00407
18	測定経過表示	測定所要時間に対する経過をバーなどで表示	20400BZZ00827
19	測定結果の応用表示	血圧や脈拍数の値を、時間軸(時刻、日付など)上にグラフ状に表示する機能	21200BZZ00349 21400BZZ00027 13BY6241 21300BZZ00609
		血圧や脈拍数の数値を並べて表示する機能	5B 第 384 号 21400BZZ00027 13BY6241 21300BZZ00609
		測定された血圧値が、高血圧学会や WHO などの高血圧分類に照らしてどの分類に属するかを表示する機能。ただし、高血圧分類表の出典を使用者に明示する。グラフ上で図示する機能を含む。診断を行うためのものを除く。	25BZ0087 21400BZY00217 11BY0051 11BZ0560 5B 第 384 号 3B 第 110 号 3B 第 1045 号 40BZ5012
20	統計量算出機能(記憶した測定値の統計量を算出する機能)	全平均値	21200BZZ00349 21400BZY00217 25BZ0087 13BY6241 11BY0051 11BZ0560
		時間帯ごと・月ごと平均値	21200BZZ00349 21600BZY00035 11BY0051 11BZ0560

21	印字機能	測定結果やその応用表示を紙に印字する機能	21300BZZ0042 61B 第 0822 号 5B 第 384 号 3B 第 1045 号
22	通信機能	測定結果やその応用表示内容のデータをパソコンなどの外部機器に送信する機能	21400BZZ00027 21000BZZ00407 21500BZY00409 20700BZZ00536 21200BZZ00349 40BZ5012 21500BZZ00003