

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成 17 年厚生労働省告示第 112 号)別表の 49
付帯的な機能リスト(雑音発生オーゾメータ等)

No.	機能名称	機能の定義	備考[承認又は許可番号]
	検査機能		
	(域値上聴力検査)		
1	—SISI 検査	僅かな増音(レベル増加)を感知する確率によるレクルートメント現象の検査。	21500BZZ00244000
2	—DLSI 検査	SISI 検査で増音量を可変にしたもの。	21500BZZ00244000
3	—DL 検査	脈音(連続的なレベル増減の繰り返し)を感知するかを応答させるレクルートメント現象の検査。	21500BZZ00244000
4	音場聴覚域値検査	スピーカによる聴覚域値の検査。	21500BZZ00244000
5	音場語音聴覚検査	スピーカによる語音の聞き取り検査。	21500BZZ00244000
	(幼児聴力検査)		
6	—遊戯聴力検査	音に反応した時に玩具等が作動し、幼児の興味を持続させるようにした聴力検査。	20900BZZ00665000
7	—COR 検査	音と光等を関連付けて呈示し、音に反応して光等を探査するように条件付けをして行う聴力検査。	20900BZZ00665000
8	マスキング域値検査	マスキング(遮蔽)音の影響による聴覚域値の上昇の度合いの検査。	21500BZZ00244000
9	方向感検査	左右耳の呈示音の、レベル差及び/又は時間差により生じる方向感の検査。	21500BZZ00244000
10	耳鳴検査	音の種類及び周波数のマッチングにより、耳鳴音の性質を特定する検査。	21500BZZ00244000
	分析/補助的機能		
11	リモコン機能	検査の開始、終了、中断等の信号を入力し、リモコン操作を行うための端子の機能。無線を用いるものを除く。	21500BZZ00244000
	情報処理機能		
12	検査結果のグラフィック表示	検査結果を CRT ディスプレイや液晶ディスプレイにグラフィカルに表示する。	21500BZZ00244000
13	検査結果の数値による表示	検査結果を数値として文字で表示する。	21500BZZ00244000
14	検査結果の印刷	検査結果を内蔵プリンタや外部プリンタ等に印刷する。	21500BZZ00244000
15	検査結果のデータ出力端子	検査結果を電気信号として端子に出力する。多くは符号化されたデジタルデータである。	21500BZZ00244000
16	患者情報の入力	患者の ID、氏名等を入力し表示、印刷、記録等を行う。	21500BZZ00244000