

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成 17 年厚生労働省告示第 112 号)別表の 51
付帯的な機能リスト(インピーダンスオージオメータ)

No.	機能名称	機能の定義	備考[承認又は許可番号]
	検査機能		
1	チンパノメトリー検査	外耳道の加減圧に伴う音響インピーダンスの変化の測定。	21300BZZ00411000
	(耳小骨筋反射検査)		
2	—同側刺激 (ipsilateral)	刺激音の同側耳に生じる耳小骨筋反射の測定。	21300BZZ00411000
3	—対側刺激 (contralateral)	刺激音の反対側耳に生じる耳小骨筋反射の測定。	21300BZZ00411000
4	—ディケイ (decay)	耳小骨筋反射の持続時間の測定。	21300BZZ00411000
5	—潜時測定 (latency)	刺激音に対する耳小骨筋反射の遅れ時間の測定。	21300BZZ00411000
6	連続(プローブ音)周波数検査	プローブ音周波数に対する外耳道の音響インピーダンスの変化の測定。	21400BZY00229000
7	耳管機能検査	外耳道圧又は音響インピーダンスに基づく耳管の開閉機能の観測。	21400BZY00229000
	分析/補助的機能		
8	加算又は加算平均	耳小骨筋反射波形の加算、又は加算平均による観測。	21300BZZ00411000
	情報処理機能		
9	検査結果のグラフィック表示	検査結果の波形等を CRT ディスプレイや液晶ディスプレイにグラフィカルに表示する。	21300BZZ00411000
10	検査結果の数値による表示	検査結果の観測信号レベル等を数値として文字で表示する。	21300BZZ00411000
11	検査結果の印刷	検査結果を内蔵プリンタや外部プリンタ等に印刷する。	21300BZZ00411000
12	検査結果のデータ	検査結果を電気信号として端子に出力する。多くは符号化されたデジタルデータである。	21300BZZ00411000