

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成 17 年厚生労働省告示第 112 号)別表の 52  
付帯的な機能リスト(純音聴力検査及び語音聴覚検査機能付インピーダンスオージオメータ)

No.	機能名称	機能の定義	備考[承認又は許可番号]
	検査機能		
1	チンパノメトリー検査	外耳道の加減圧に伴う音響インピーダンスの変化の測定。	21200BZZ00167000
	(耳小骨筋反射検査)		
2	— 同 側 刺 激 (ipsilateral)	刺激音の同側耳に生じる耳小骨筋反射の測定。	21200BZZ00167000
	(域値上聴力検査)		
3	—SISI 検査	僅かな増音(レベル増加)を感知する確率によるレクルートメント現象の検査。	21200BZZ00167000
	情報処理機能		
4	検査結果のグラフィック表示	検査結果の波形等を GRT ディスプレイや液晶ディスプレイにグラフィカルに表示する。	21200BZZ00167000
5	検査結果の数値による表示	検査結果の観測信号レベル等を数値として文字で表示する。	21200BZZ00167000
6	検査結果の印刷	検査結果を内蔵プリンタや外部プリンタ等に印刷する。	21200BZZ00167000
7	検査結果のデータ出力端子	検査結果を電気信号として端子に出力する。多くは符号化されたデジタルデータである。	21200BZZ00167000