

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成 17 年厚生労働省告示第 112 号)別表の 119
付帯的な機能リスト(定置型乳児用放射加温器)

No.	機能名称	機能の定義	備考[承認又は許可番号]
1	照明器具	児を収容するベッド面を照明する機能。/患者を収容するベッド面の一部又は全面を照明する機能。	13BY6091
2	ベット傾斜機能	児を収容するベッドを水平位置から傾斜させる機能。/患者を収容するベッドを水平位置から傾斜させる機能。	13BY6091
3	ベット昇降機能	児を収容するベッドの高さを上下方向に手動または電動により調節する機能。	13BY6091
4	X 線撮影用カセットトレイ	X 線撮影用のカセットトレイを内蔵し、児を動かすことなく X 線撮影を可能にする機能。	13BY6091
5	ヒータ回転機能	X 線撮影時にヒータが邪魔にならないように、ヒータを移動する機能。	13BY6091
6	赤外線ヒータの使用時間計機能	赤外線ヒータの使用時間を表示するタイマー機能。	20BY5007
7	アプガータイマー機能	心拍数、呼吸数、皮膚の色などを本機以外の手段(観察又はモニター機器)により得てアプガー指数を測定するために使われる通常の時間経過を測るタイマー機能。	20BY5007
8	データ出力機能	外部のモニター装置やパソコンに、測定された皮膚温度データ、本器の設定条件、警報データ等を入力する機能。	13BY6091
9	ディスプレイ及びアラームテスト機能	ディスプレイの表示及びアラーム音の動作を確認する機能。	13BY6091
10	コンフィグレーション機能	ソフトウェアバージョンやエラーログ等の情報を確認する機能。	13BY6091
11	自己点検機能	起動時にシステムエラーの有無等を確認し、エラーのある場合には警報等を入力する機能。	13BY6091
12	システムエラー監視機能	CPU エラー等を監視し、エラー発生時に警報等を入力する機能。	20BY5007