

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成 17 年厚生労働省告示第 112 号)別表の 123
付帯的な機能リスト(低周波治療器等)

| No. | 機能名称 | 機能の定義 | 備考[承認又は許可番号] |
|-----|-----------|---------------------------------------|--|
| 1 | 吸引導子 | ポンプによる吸引圧で患部へ吸着させる方式の導子 | 21500BZZ00625000 21500BZZ00626000 21400BZZ00191000 21400BZZ00306000 21500BZZ00611000 |
| 2 | 加圧導子 | ポンプからの圧力で患部へ加圧装着させる方式の導子 | 21400BZZ00306000 |
| 3 | 冷感緩和機能付導子 | 治療電流を流すための装着部に、装着時の冷感を緩和するためのヒータ等を有する | 21500BZZ00651000 |
| 4 | 出力チャンネル数 | 出力回路数 | 21500BZZ00625000 21500BZZ00626000 21400BZZ00191000 21400BZZ00473000 |