

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成 17 年厚生労働省告示第 112 号)別表の 124
付帯的な機能リスト(強さ期間測定低周波治療器)

No.	機能名称	機能の定義	備考[承認又は許可番号]
1	強さ期間(強さ時間)測定機能	S—D [強さ期間(強さ時間)] 曲線の計測及び時値(クロナキシー)を得る。	21200BZZ00040000
2	モード切替	低周波治療と S—D 曲線計測のモード切替	21200BZZ00040000
3	プリンタ印刷機能	S—D 曲線及び時値の測定結果を内蔵のプリンタで印刷	21200BZZ00040000
4	パソコン測定結果転送機能	S—D 曲線及び時値の測定データをパソコンに転送	21200BZZ00040000
5	出力波形	刺激パルスの波形	21200BZZ00040000
6	通電期間設定機能	通電の ON/OFF、パルスの立上り/立下りにかける時間の設定	21200BZZ00040000
7	パルス幅	低周波治療と S—D 曲線計測のモードでの通電パルス幅の設定	21200BZZ00040000
8	極性切替機能	刺激パルスの極性を切り換える	21200BZZ00040000
9	基本波パルス幅	刺激パルスの基本波形	21200BZZ00040000
10	安全装置	異常時の保護装置	21200BZZ00040000
11	表示装置	設定、計測状態、計測結果の表示	21200BZZ00040000