

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成 17 年厚生労働省告示第 112 号)別表の 125
付帯的な機能リスト(マイクロ波治療器)

No.	機能名称	機能の定義	備考[承認又は許可番号]
1	出力表示	アプリケーションの出力を表示する。	21300BZZ00403 21300BZZ00404 20500BZZ00616000
2	眼鏡	患者又は操作者の眼を保護する。	21300BZZ00403 21300BZZ00404 20500BZZ00616000
3	過出力自動遮断	出力が過大になると、自動的に出力が停止する。	21300BZZ00403 21300BZZ00404 20500BZZ00616000
4	マグネトロン過熱防止	マグネトロンの過熱を検知し、出力を停止する。	21300BZZ00403 21300BZZ00404