

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成 17 年厚生労働省告示第 112 号)別表の 132
付帯的な機能リスト(パラフィン浴装置)

No.	機能名称	機能の定義	備考[承認又は許可番号]
1	浴槽昇降機能	治療部位により浴槽位置を可変する	33BZ0048
2	パラフィンろ過機能	治療に使用したパラフィン内に入り込んだ毛髪やゴミ等をろ過する	33BZ0048
3	ON/OFF タイマ	ヒーターの通電期間をセットするタイマ	33BZ0048
4	廃液ドレン機能	槽よりパラフィンを廃液する機能	33BZ0048