

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成 17 年厚生労働省告示第 112 号)別表の 133
付帯的な機能リスト(冷却療法用器具及び装置)

No.	機能名称	機能の定義	備考[承認又は許可番号]
1	治療時間設定	治療時間のカウント方式	3B 第 1228 号
2	冷却温度表示機能	冷風又は冷媒の温度を表示	3B 第 1228 号
3	設定温度表示機能	冷風又は冷媒の設定温度を表示する。	3B 第 1228 号
4	除霜機能	冷却により発生する霜を取り除く機能	3B 第 1228 号
5	排水機能	結露、除霜によりできた水を貯める又は排水する機能	3B 第 1228 号