

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成 17 年厚生労働省告示第 112 号)別表の 135  
付帯的な機能リスト(間欠型空気圧式マッサージ器等)

No.	機能名称	機能の定義	備考[承認又は許可番号]
1	タイマ	一定の時間が経過すると、装置が停止するように設定できるようにした部品。連続運転も、設定できるものでなければならない。	14BZ5023 28BY0061
2	空気圧可変用部品	患者の腕又は脚を圧迫するときの空気圧を、変更できるようにした部品	20800BZG00028 20900BZY00449 09BZ5009 13BY0192 13BY1113 13BY6307 14BZ5023 28BY0061
3	加圧休止時間可変用部品	患者の腕又は脚を間欠的に圧迫するときの加圧休止時間を、変更できるようにした部品	20800BZG00028 20900BZY00449 09BZ5009 14BZ5023