

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成 17 年厚生労働省告示第 112 号)別表の 146
付帯的な機能リスト(低周波治療器・干渉電流型低周波治療器・超音波治療器組合せ理学療法機器)

No.	機能名称	機能の定義	備考[承認又は許可番号]
1	吸引導子	ポンプによる吸引圧で患部へ吸着させる方式の導子	21600BZZ00048000
2	加圧導子	ポンプからの圧力で患部へ加圧装着させる方式の導子	21400BZZ00306000
3	出力チャンネル数	出力回路数	21600BZZ00048000
4	出力表示切替	出力又は強度への表示切り替え	21600BZZ00048000
5	安全装置	異常時の保護装置	21600BZZ00048000