

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成 17 年厚生労働省告示第 112 号)別表の 149
付帯的な機能リスト(低周波治療器・キセノン光線治療器組合せ理学療法機器)

No.	機能名称	機能の定義	備考[承認又は許可番号]
1	発光間隔切替機能	キセノン放電管の発光間隔を設定する	61B 第 725 号 01B 第 1805 号 05B 第 1010 号 21400BZZ00217000 21500BZZ00077000
2	治療タイマ	時限作動時に出力停止と終了音報知	61B 第 725 号 01B 第 1805 号 05B 第 1010 号 21400BZZ00217000 21500BZZ00077000
3	安全装置	異常時の保護装置	61B 第 725 号 01B 第 1805 号 05B 第 1010 号 21400BZZ00217000 21500BZZ00077000
4	吸引導子	ポンプによる吸引圧で患部へ吸着させる方式の導子	05B 第 1010 号 21400BZZ00217000