

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成 17 年厚生労働省告示第 112 号)別表の 329  
付帯的な機能リスト(家庭用電気マッサージ器等)

No.	機能名称	機能の定義	備考[承認又は許可番号]
1	体形検知機能	適切な施療範囲を設定するため、人体(背中)の圧力等により背中の形状を検知してマッサージ動作に反映させる機能	27BZ0878
2	肩位置検出センサー	適切な施療範囲を設定するため、センサーにより肩の位置を検出し、マッサージ動作に反映させる機能。	31BZ0017
3	リクライニング機能	背もたれ部の角度を変えられる機能	27BZ0878 31BZ0017
4	脚部角度変化機能	脚部の角度を変えられる機能	27BZ0878 31BZ0017
5	音声認識機能	音声により機器の操作が出来る機能。	31BZ0017
6	プログラム機能	マッサージ動作を自動的に切替える機能。	31BZ0017 25BZ0087 27BZ0878 15BY0004
7	予約機能	動作の開始時刻を予約できる機能	21100BZZ00469000 20100BZZ01956000 20900BZZ00521000 06B0580 05B0439