

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成 17 年厚生労働省告示第 112 号)別表の 332
付帯的な機能リスト(家庭用低周波治療器)

No.	機能名称	機能の定義	備考[承認又は許可番号]
1	プログラム機能	使用者が設定、又は初期に設定されている周波数や波形等の出力パターンの組合せを自動的に切替える。	(02B) 第 0222 号 21400BZZ00214 21500BZZ00627
2	極性切換機能	導子のプラス、マイナスの極性を手動または自動的に切替える。	(02B) 第 0222 号 21300BZZ00456 21000BZZ00680 21500BZZ00627
3	導子位置決め機能	皮膚表面の電気の流れ安さを、周辺部位と比較し、導子の装着行う部位の参考にする。導電率を測定及び確認するためのものではない。	21400BZZ00214 21000BZZ00485
4	複方式出力調整機能	複数の出力調整器を有し、いずれか 1 方式のみ機能し出力の制御を行う。	21200BZZ00634