

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成 17 年厚生労働省告示第 112 号)別表の 333
付帯的な機能リスト(家庭用電位治療器)

No.	機能名称	機能の定義	備考[承認又は許可番号]
1	プログラム機能	出力電圧、出力間隔等の出力パターンを自動的に変化させる機能	(63B)第 1685 号 20400BZZ00104000 20900BZZ00590000
2	電位検出機能	治療中であることを確認するために、電位検出用接触板に被治療者が触れた上で、治療のための出力が発生している場合のみ、LEDの点滅や電子音が発音する機能。	20700BZZ00605000 21100BZZ00409000