

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成 17 年厚生労働省告示第 112 号)別表の 359
付帯的な機能リスト(家庭用吸入器等)

No.	機能名称	機能の定義	備考[承認又は許可番号]
1	タイマー機能	電源投入後、一定時間が経過すると自動的に電源 OFF する機能	05B 第 0306 号
2	ブザー報知機能	電源スイッチを一定時間押し続けて連続動作に入ったときや、オートパワーオフ時などにブザーにより報知する機能	05B 第 0306 号
3	自動断続動作機能	使用者が電源スイッチにて噴霧動作の ON/OFF を一定回数繰り返すと、その後その動作周期に応じて自動的に噴霧動作の ON/OFF を断続的に繰り返す機能	05B 第 0306 号