

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成 17 年厚生労働省告示第 112 号)別表の 360  
付帯的な機能リスト(家庭用電解水生成器等)

No.	機能名称	機能の定義	備考[承認又は許可番号]
1	浄水機能	活性炭や中空糸膜、イオン交換材等のろ材を用いて、水道水中に含有される臭いや濁り等を除去する機能。	07B 第 0573 号 07B 第 0563 号 06B 第 0446 号 03B 第 0937 号 21500BZZ00119000 20600BZZ00506000 21500BZZ00045000 20900BZZ00975000 21600BZZ00023000 21100BZZ00679000 20700BZZ00154000 21200BZZ00066000 21200BZZ00768000 21000BZZ00624000 20500BZZ00492000 20500BZZ00491000
2	表示機能	生成する電解水の水質、流量、電流値、洗浄時期等の情報を表示する機能。	07B 第 0573 号 07B 第 0563 号 06B 第 0446 号 08B 第 0435 号 20600BZZ00506000 20900BZZ00610000 20900BZZ00255000 20900BZZ00975000 21600BZZ00023000 21200BZZ00045000 20500BZZ00492000 20900BZZ00525000 20700BZZ01074000 20800BZZ00226000
3	報知機能	飲用 pH 範囲であること等、機器が正常に動作していることや、適正 pH 範囲外、或いは適正水量範囲外、適正外水質の場合に報知する機能。	21500BZZ00704000 21500BZZ00705000 21500BZZ00119000 20600BZZ00506000 20900BZZ00610000 20500BZZ00492000 20900BZZ00525000 20700BZZ01074000 20800BZZ00226000 21200BZZ00768000 11000BZZ00682000 21300BZZ00635000
4	給排水制御機能	連続式電解水生成器において、機器への給水(流量制御、水路切り替え、熱水流入防止等)及び排水(残水、洗浄水処理)、又は水温等を制御する機能。	07B 第 0573 号 07B 第 0563 号 06B 第 0446 号 05B 第 0425 号 21500BZZ00055000 20900BZZ00376000 21200BZZ00066000 21600BZZ00023000 21100BZZ00679000 21300BZZ00345000 21600BZZ00067000 21400BZZ00486000 21500BZZ00119000 21500BZZ00705000

			20900BZZ00875000 21100BZZ00717000
5	洗浄機能	電解部に使用する電極やセンサ、ろ材或いは機器内部の水路の洗浄を行う機能。	07B 第 0573 号 07B 第 0563 号 02B 第 1332 号 05B 第 1167 号 06B 第 0446 号 06B 第 0308 号 21200BZZ00769000 21500BZZ00055000 20900BZZ00376000 21200BZZ00066000 21300BZZ00635000 21100BZZ00682000 20600BZZ00506000 21200BZZ00768000 21600BZZ00023000 21100BZZ00679000 20700BZZ00154000 20800BZZ00226000 20700BZZ01074000 20900BZZ00525000 20500BZZ00492000 20500BZZ00491000 21300BZZ00635000 21100BZZ00682000