

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器(平成 17 年厚生労働省告示第 112 号)別表の 361
付帯的な機能リスト(ポケット型補聴器等)

No.	機能名称	機能の定義	備考[承認又は許可番号]
1	音声入力端子機能	音響機器等を接続し音声信号を入力する端子の機能。	13BZ0527
2	クロス(反対側)機能	CROS(Contralateral Routing of Signal)と呼ばれ、別モジュールのマイクロホン、振動子又はイヤホンを接続し音声信号を伝達する機能。	13BZ0527