

厚生労働大臣が基準を定めて指定する医療機器（平成17年厚生労働省告示第112号）別表の373  
付帯的な機能リスト（発作時心臓記録装置）

No.	機能名称	機能の定義	備考 [承認又は認可番号]
1	計測機能	記録した心電図波形をもとに心拍数及び、またはRR間隔を計測する。	02B0254 21400BZZ00101000
2	記録機能	計測した心拍数及び、またはRR間隔を記録する。	02B0254 21400BZZ00101000
3	表示機能	心電図波形、心拍数、被検者情報、日時、その他任意の項目を画面に表示する。	02B0254 21400BZZ00101000
4	データ入出力機能	被検者データ、検査データの入力及び、または計測データの出力を行う。	02B0254 21400BZZ00101000